


PLAN DE HIGIENE DESANACIDfp



Oxígeno activo, bactericida, desinfectante y desincrustante.

Presentación en sobres monodosis de 45gr.

DESANACIDfp es un polvo de limpieza de circuitos con ácido activo. Potente desinfectante y desincrustante diseñado para limpiar todo tipo de sistemas de dispensación de agua, cerveza, cafeteras y hielo.

Tecnología de cambio de color para control de calidad (rosa a transparente).

FRECUENCIA

Se recomienda una frecuencia de limpieza trimestral, semestral o anual (según su uso)

METODO DE LIMPIEZA

- 1- Vertido del sobre en el interior del dispensador con agua
- 2- Extraer dos vasos por el grifo del agua fría y dos vasos por el grifo de agua caliente/natural para que entre agua con el producto a la caldera. Estos 4 vasos volverlos a echar al depósito.
- 3- Dejar actuar 10 minutos.
- 4- Vaciado de todo el producto del dispensador a través de los grifos y válvula de drenaje.
- 5- Aclarado minucioso con agua potable hasta eliminación de restos de desinfectante (sobre 5 litros de agua) y vaciar a través de los grifos y válvula de drenaje.
- 6- Recomendación: uso de guantes de látex y gafas de seguridad.